

Objednávka laboratorního vyšetření VZORKU VODY

Plátce			
adresa			
IČO		DIČ	
telefon		e-mail	

Majitel <i>(pokud je jiný než plátce)</i>			
adresa			
telefon		e-mail	

Popis vzorku vody (údaje, které požadujete na výsledném protokolu - místo odběru, datum odběru apod.)

- Krácený rozbor – studna – 2 690 Kč** (*Escherichia coli*, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, amonné ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, pH, konduktivita, barva, zákal, pach, chuť, železo, mangan)
- Krácený rozbor – veřejná síť – 3 020 Kč** (*Escherichia coli*, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, amonné ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, chlór, pH, konduktivita, barva, zákal, pach, chuť, železo, mangan, hliník)
- Krácený rozbor – studna – doporučený rozsah pro kolaudaci – 2 290 Kč** (*Escherichia coli*, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C amonné ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, pH, chuť, železo, mangan)
- Kontrolní rozbor – studna na jaře nebo při podezření na znečištění – 1 347 Kč** (*Clostridium perfringens*, enterokoky, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, CHSK-Mn)
- Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. – 12 888 Kč**
- Úplný mikrobiologický rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. – 1 409 Kč**
- Problémy se sanitární keramikou – hnědnutí – 220 Kč** (železo, mangan)
- Tvrdość vody – 240 Kč**
- Dusitany, dusičnany – 490 Kč**
- Legionella spp. z teplé vody – 1 166 Kč**
- Jiný (specifikujte):**

Výsledky zaslat

- plátcí e-mailem plátcí poštou majiteli e-mailem majiteli poštou
- jiným způsobem

datum odběru

podpis, případně razítko

Vámi požadovaná vyšetření mohou být analyzována v rámci pevného/flexibilního rozsahu akreditace. Vámi požadovaná vyšetření mohou být analyzována subdodavately (seznam schválených subdodavatelů a vyšetření je uveden na www.svujihlava.cz).

Návod na odběr vzorku vody

Vzorky odeberte tak, aby prodleva mezi odběrem a předáním vzorků na rozbor byla co nejkratší.

Před odběrem vzorku nechte vodu pár minut odtéct.

Vzorkovnice nevyplachujte!

1. Sterilní (čirá) láhev: pro mikrobiologické vyšetření

Vodu napusťte cca 3 cm pod okraj láhve. Nedotýkejte se vnitřní strany uzávěru a nepokládejte jej na spodní stranu.

2. Hnědá láhev bez zábrusu 1 l: pro chemické vyšetření

Vodu napusťte cca 1 cm pod okraj láhve.

3. Pro odběr vody na úplný rozbor dle Vyhlášky 252/2004 poskytujeme speciální sadu vzorkovnic s návodem na odběr vzorku. Vzorkovnice zasíláme na vyžádání.

Vzorky vody po odběru ihned umístěte do lednice a uchovávejte v chladu až do převozu do laboratoře.